



Termometro per Gimette

Codice GEF (SKU) 35637

Termometro per sterilizzatrice Gimette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Termometro per sterilizzatrice Gimette.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35637



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697