



Resistenza Gimette 21/28/50

Codice GEF (SKU) 35639

EAN / GTIN 8023279356397

Confezione 1

Resistenza da 600W per sterilizzatrici Gimette. Specificare il modello di sterilizzatrice durante l'ordine: - Cod. 35621 STERILIZZATRICE A SECCO GIMETTE 21 - Cod. 35628 STERILIZZATRICE A SECCO GIMETTE 28 - Cod. 35629 STERILIZZATRICE A SECCO GIMETTE 50

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356397

CODICE GEF

35639



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697