



# Sterilizzatrice a Sfere di Quarzo Micro Steril 0,1 L

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35641

EAN / GTIN 8054130053858

Confezione 1

Le sterilizzatrici a sfere di quarzo sono ideali per sterilizzare strumenti chirurgici, eliminando la presenza di batteri, spore e microrganismi. Garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficace a 240° C in 30 secondi. La struttura è interamente in acciaio con rivestimento epossidico; la camera è in acciaio inossidabile. Isolamento termico ottenuto con fibra di vetro. Classe II b. Fornite con tappo, sacchetto di sfere di quarzo e manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 230 V
- Dimensioni interne: Ø 50xh 45 mm
- Dimensioni esterne: 140x145xh 150 mm
- Capacità: 0,10 l
- Potenza max: 70 W
- Timer:

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

Z12011307

EAN / GTIN

8054130053858

CODICE GEF

35641



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697