



STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,2 l con timer

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35643

EAN / GTIN 8054130053865

Confezione 1

STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,2 l con timer. Le sterilizzatrici a sfere di quarzo sono ideali per sterilizzare strumenti chirurgici, eliminando la presenza di batteri, spore e microrganismi. Garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficace a 240° C in 30 secondi. La struttura è interamente in acciaio con rivestimento epossidico; la camera è in acciaio inossidabile. Isolamento termico ottenuto con fibra di vetro. Timer da 0 a 30 secondi. Classe II b. Fornite con tappo, sacchetto di sfere di quarzo e manuale in GB, FR, IT, ES, DE. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 230 V
- Dimensioni interne: Ø 70xh 60 mm
- Dimensioni esterne: 145x190xh 155 mm
- Capacità: 0,20 l
- Potenza max: 100 W
- Timer: 0-30 secondi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12011307

EAN / GTIN

8054130053865

CODICE GEF

35643



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697