



Guarnizione per Nubyra

Codice GEF (SKU) 35648

EAN / GTIN 8023279356489

Confezione 1

Guarnizione ricambio per autoclave NUBYRA (codice 35647).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356489

CODICE GEF

35648



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697