



RESISTENZA DHYA035 PER COD. 35650-35654

Codice GEF (SKU) 35669

EAN / GTIN 8023279356694

Confezione 1

Resistenza per autoclave Hydra ed Hydra plus.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356694

CODICE GEF

35669



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697