



FILTRO ANTIBATTERICO per Europa, Andromeda

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 35672

EAN / GTIN 8023279356724

Confezione 1

Filtro antibatterico per autoclave Alia B, Andromeda, Europa B (35675/76 - 35651/62 - 35653/57). Compatibile anche con W&H, Cominox, Mocom, Mediline, Euronda.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

S9099

EAN / GTIN

8023279356724

CODICE GEF

35672



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697