



## Kit Guarnizione + Filtro Antibatterico

Codice GEF (SKU) 35686

EAN / GTIN 8023279356861

Confezione 1

Kit guarnizione + filtro antibatterico

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279356861

CODICE GEF

35686



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697