



Guarnizione Prestige in Silicone

Codice GEF (SKU) 35720

EAN / GTIN 8023279357202

Confezione 1

Guarnizione di testa in silicone per autoclavi Prestige Medical (cod. 35709 e 35712)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279357202

CODICE GEF

35720



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697