



## Germy Plus

2 varianti

Codice GEF (SKU) **35741**  
EAN / GTIN **8023279357417**  
Confezione **1**

GERMY PLUS 15 W CON TIMER - 50x24xh 20 cm Questi strumenti incorporano una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. Consigliata per mantenere sterili gli strumenti conservati in esse. Gli strumenti preventivamente sterilizzati possono essere conservati a lungo e risultano sempre pronti all'uso (il trattamento con raggi UV non genera calore). Una griglia interna mantiene gli strumenti sollevati dalla superficie riflettente, consentendo un'irradiazione uniforme e migliorando l'azione germicida. La sicurezza degli operatori è garantita dal microinterruttore che spegne automaticamente la lampada all'apertura dello sportello. Di solida fattura, esterno in acciaio verniciato, interno in acciaio inox riflettente.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35741	15 W - lampada ultravioletta con timer	8023279357417	1
35740	8 W - lampada ultravioletta con timer	8023279357400	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279357417**

CODICE GEF  
**35741**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697