




Guarnizione per Autoclave H100, Numero di Serie A,d,e,f,k,l

Codice GEF (SKU) 35747

Guarnizione per autoclave verticale H100 (cod. 35746-35656).

ATTENZIONE: La guarnizione è compatibile solo per le autoclavi H100 con i seguenti numeri di serie: A - D - E - F - K - L (vedi immagine, avvisare se avete un numero di serie differente)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Guarnizione per autoclave verticale H100 (cod. 35746-35656).
- ATTENZIONE:
- La guarnizione è compatibile solo per le autoclavi H100 con i seguenti numeri di serie:
- A - D - E - F - K - L (vedi immagine, avvisare se avete un numero di serie differente)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35747



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697