



Tubo Neon

3 varianti

Codice GEF (SKU) 35755

EAN / GTIN 8023279357554

Confezione 1

Neon 15 Watt di ricambio per lampada GERMYP PLUS (cod. 35751)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cicli - Alia B 15

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35755	15 W PER GERMYP GIMA PLUS	8023279357554	1
35756	30 W PER GERMYP GIMA PLUS	8023279357561	1
35754	8 W PER GERMYP GIMA PLUS	8023279357547	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279357554

CODICE GEF

35755



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697