



Vaschetta Sterilizzazione a Freddo

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35770

EAN / GTIN 8023279357707

Confezione 1

VASCHETTA STERILIZZAZIONE - 1,5 l (int.: 10 x 25,5 x h 7,5 cm) Utili vaschette in plastica con supporto interno perforato portastrumenti removibile, particolarmente indicate per la sterilizzazione a freddo di strumenti. Produzione italiana.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | DIMENSIONE | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 35770 | 1,5 litri | 8023279357707 | 1 |
| 35772 | 3 litri | 8023279357721 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279357707

CODICE GEF

35770



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697