



## Rotoli Piatti Eline 200 M X

Dispositivo medico

Classe I

8 varianti

Codice GEF (SKU) **35805**EAN / GTIN **8023279358056**Confezione **1**

ROLOI PIATTI per la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene • Rotoli piatti • Esterno: 200 m x 100 mm • Interno: 200 m x 78 mm Pellicola trasparente in poliestere/polipropilene e carta medica che consente la penetrazione del vapore e del gas in fase di sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35805	100 mm - autoclave	8023279358056	1
35806	150 mm - autoclave	8023279358063	1
35807	200 mm - autoclave	8023279358070	1
35808	250 mm - autoclave	8023279358087	1
35809	300 mm - autoclave	8023279358094	1
35816	400 mm - autoclave	8023279358162	1
35803	50 mm - autoclave	8023279358032	1
35804	75 mm - autoclave	8023279358049	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**S01020101**

EAN / GTIN

**8023279358056**

CODICE GEF

**35805**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697