



# Rotoli a Soffietto Eline 100

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) 35825

EAN / GTIN 8023279358254

Confezione 1

ROTOLI A SOFFIETTO per la sterilizzazione a vapore o ad ETO • Rotoli a soffietto • Esterno (m x mm x mm): 100x100x25 • Interno (m x mm x mm): 100x78x25 Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medicale bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35825	100 m x 100 mm x 25mm	8023279358254	1
35826	100m x 150 mm x 25mm	8023279358261	1
35827	100m x 200mm x 30mm	8023279358278	1
35828	100m x 250mm x 32.5mm	8023279358285	1
35829	100m x 300mm x 40mm	8023279358292	1
35830	100m x 400mm x 40mm	8023279358308	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S01020102

EAN / GTIN

8023279358254

CODICE GEF

35825



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697