



## Rotoli Viranti Aria Calda 19 Mm X 50 M

Codice GEF (SKU) 35842

EAN / GTIN 8001814308575

Confezione 1

La gamma di nastri è formulata specificatamente per l'imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l'imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata particolarmente resistente, la quale garantisce una malleabilità eccellente durante l'applicazione. Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un'aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di scadenza. Produzione italiana. • Sterilizzazione a 134°C la striscia apparirà imbrunita in 3 min. • Sterilizzazione a 121° la striscia apparirà imbrunita in 15 min. • CONFORME ALLE NORME ISO 11140-1:2005 PER LA PARTE RELATIVA ALLA CLASSE 1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8001814308575

CODICE GEF

35842



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697