

GEF Medica

Rotoli Viranti per Autoclave

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35846

EAN / GTIN 8001814292072

Confezione 1

La gamma di nastri è formulata specificatamente per l'imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l'imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata particolarmente resistente, la quale garantisce una malleabilità eccellente durante l'applicazione. Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un'aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di scadenza. Produzione italiana. Colore iniziale: verde chiaro • Sterilizzazione a 121 °C - 10 minuti: da chiaro a verde scuro • Sterilizzazione a 134 °C - 2 minuti: da chiaro a medio/verde scuro

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
35846	19 mm x 50 m	8001814292072	1
35847	25 mm x 50 m	8001814292171	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8001814292072CODICE GEF
35846

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697