


Test Autoclave Steam Star



Codice GEF (SKU) **35849**

EAN / GTIN **3760243050022**

Confezione **1**

Indicatore per sterilizzazione in autoclave a vapore acqueo sotto pressione da 1 a 2 bar 120°C/135°C. Nessuna condizione particolare di stoccaggio. Sicurezza ed affidabilità. Produzione Giapponese. La scritta "Sterilisé" e il disegno di tre stelle virano dal rosa al marrone ad indicare l'efficacia della sterilizzazione a 121°C per 15 minuti o a 134°C per 3 minuti e 30" e al nero ad indicare un margine di sicurezza a 121°C per 20 minuti e 134°C per 5 minuti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
3760243050022

CODICE GEF
35849



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697