

Buste Autosigillanti Eline

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **35859**EAN / GTIN **8023279358599**Confezione **1**

BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO
Pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medica che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione. 1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura. 2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204. La carta medica è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese). 3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura. 4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medica Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35859	140x250 mm	8023279358599	1
35866	300X450 mm	8023279358667	1
35857	90X165 mm	8023279358575	1
35858	90X230 mm	8023279358582	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S01010101

EAN / GTIN

8023279358599

CODICE GEF

35859

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697