

TEFLON DI RICAMBIO per cod. 35900

Codice GEF (SKU) 35902

EAN / GTIN 8023279359022

Confezione 1

Teflon di ricambio per termosaldatrice elettromagnetica D-351 (cod. 35900).



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359022

CODICE GEF

35902



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697