



RESISTENZA RICAMBIO per cod. 35900

Codice GEF (SKU) 35903

EAN / GTIN 8023279359039

Confezione 1

Resistenza di ricambio per termosaldatrice elettromagnetica D-351 (cod. 35900).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359039

CODICE GEF

35903



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697