



## CARTUCCIA INCHIOSTRO per D- 500 e D-700

Codice GEF (SKU) 35912

EAN / GTIN 8023279359121

Confezione 1

Cartuccia di inchiostro di ricambio per termosaldatrici dotate di stampante integrata. Da utilizzare con: • Cod. 35910  
TERMOSALDATRICE D-500 con stampante • Cod. 35916  
TERMOSALDATRICE ROTATIVA D-700 con stampante

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359121

CODICE GEF

35912



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697