

GEF Medica

RESISTENZA per codice 359

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35933

EAN / GTIN 8023279359336

Confezione 1

Elementi riscaldanti in ceramica di ricambio per termosaldatrice EVO

GD-301 Da utilizzare con: • Cod. 35928 EVO GD-301

TERMOSALDATRICE - solo macchina • Cod. 35929 EVO GD-301

TERMOSALDATRICE - completa

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35933	35928-9	8023279359336	1
35934	35930-1	8023279359343	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359336

CODICE GEF

35933



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697