

KIT LAME per codice 35928-31

Codice GEF (SKU) 35935

EAN / GTIN 8023279359350

Confezione 1

Kit di 5 lame di ricambio per termosaldatrici. Da utilizzare con: • Cod. 35928 EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - solo macchina • Cod. 35929 EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - completa • Cod. 35931 TERMOSALDATRICE D-301 - completa



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359350

CODICE GEF

35935



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697