



TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL

Codice GEF (SKU) **35939**

EAN / GTIN **8023279359398**

Confezione **1**

TERMOSIGILLATRICE EURONDA EUROSEAL® Euroseal® è una termosigillatrice compatta, ergonomica e facile da usare. Il coperchio in policarbonato trasparente consente di eseguire operazioni di sigillatura con precisione. Versatilità Lo speciale porta-rotolo brevettato è regolabile in altezza e profondità e può essere appeso a parete (è necessario il kit opzionale) in base alle esigenze specifiche dell'ambiente di lavoro. Praticità Il piano di appoggio integrato facilita il processo di sigillatura e crea un ambiente di lavoro più spazioso e pratico. Sicurezza Sistema di bloccaggio antiritorno e antibruciate, unito a segnali acustici e luminosi durante l'uso. Robustezza Materiali evoluti e leggeri, resistenti all'usura più intensa. Conforme a UNI EN 868-5 e EN ISO 11607-2. Manuale multilingue: GB, IT. Manuale disponibile in forma di codice QR in: FR, ES, PT, DE, CZ, SE, TR, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni sigillatura: 12x310 mm
- Temperatura sigillatura: 170-200°C
- Dimensioni - peso: 456x390xh 315/420* mm - 7,1 kg
- Alimentazione: 200-240 V; 50/60 Hz, 100W
- *Con porta-rotolo esteso (porta-rotolo doppio)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359398

CODICE GEF

35939



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697