


Integratore Moving Front Classe 5



Codice GEF (SKU) **35952**

EAN / GTIN **8023279359527**

Confezione **1**

INTEGRATORE MOVING FRONT DI TIPO 5 • conf. da 1.000 pz • non tossico/senza piombo Gli integratori Moving Front 134°C -3,5 min restituiscono la migliore interpretazione possibile in caso di qualsiasi guasto nei cicli di sterilizzazione a vapore. Se la temperatura non viene raggiunta o il tempo di mantenimento è troppo breve il colore scuro non raggiungerà l'area di accettazione. Conforme alla normativa ISO 11140 - tipo 5.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279359527

CODICE GEF

35952



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697