

Test Sterilizzazione Classe

3 varianti

Codice GEF (SKU) **35954**

EAN / GTIN **8681026421585**

Confezione **1**

INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 4 – conf. da 250 a doppia striscia Gli indicatori di sterilizzazione a vapore di classe 4 a più variabili sono progettati per essere utilizzati in sterilizzatori a vapore operanti a 134° C - 3,5 min. La striscia indicatrice può essere usata in ogni busta e fornirà la garanzia di penetrazione del vapore nei pacchi di strumenti inseriti nello sterilizzatore. L'indicatore a base d'acqua, e non chimicamente tossico in conformità con la normativa ISO 11140 - 1, mostrerà un chiaro cambiamento di colore dal blu al nero dopo l'avvenuta sterilizzazione a vapore. Gli indicatori a strisce sono convenienti ed economici e possono essere suddivisi in due pezzi separati.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
35954	4 - doppio	8681026421585	1
35953	5	8023279359534	1
35955	6	8681026421608	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8681026421585

CODICE GEF

35954



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697