

# SEAL CHECHER test per sigillatrici

Codice GEF (SKU) **35957**

EAN / GTIN **8023279359572**

Confezione **1**

CONTROLLO DI SIGILLATURA • conf. da 250 pz • dimensioni: 175 x 75  
 • adatto a tutte le termosaldatrici a rotazione La normativa ISO 11607  
 specifica di effettuare una routine di controllo quotidiano dei  
 termosigilli. Il controllo di chiusura ermetica è un metodo per eseguire il  
 test richiesto, per documentare il giorno, la persona che ha eseguito il  
 test e per mostrare in modo chiaro i risultati della capacità della vostra  
 termosaldatrice di riscaldare adeguatamente e sigillare il sacchetto.



## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279359572**

CODICE GEF

**35957**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
 info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697