



## Integratore Chimico Comply Sterigage 3m 1243a

Codice GEF (SKU) **35959**

EAN / GTIN **50707387469073**

Confezione **1**

INTEGRATORE CHIMICO 3M™ COMPLY™ STERIGAGE™ - 1243A - conf. da 1.000 Integratore di Classe 5 conforme ai requisiti della norma ANSI/ AAMI/ISO 11140-1:2005. - la tecnologia Moving Front Ink fornisce un risultato di accettazione o di rifiuto di facile lettura - utilizzabile nei cicli di sterilizzazione a vapore 118-138°C (250-275°F) - risposta correlata a un indicatore biologico secondo tre rapporti tempo/temperatura in condizioni ideali di sterilizzazione a vapore - identifica strumenti non sterili prima che entrino nel campo sterile

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**50707387469073**

CODICE GEF

**35959**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697