



## Nastro Indicatore Senza Piombo 3m Comply

Codice GEF (SKU) **35962**

EAN / GTIN **0707387583965**

Confezione **1**

3M™ COMPLY™ NASTRO INDICATORE SENZA PIOMBO 1322 - 18 mm x 55 m - conf. da 28 rotoli Costituito da adesivo, supporto e strice di inchiostro indicatore chimico. Adesivo forte e sensibile alla pressione, studiato per aderire a vari involucri, compresi quelli in tessuto grezzo, TNT monouso, carta e plastica per sigillare l'imballaggio durante la sterilizzazione a vapore. Il supporto in carta crespa monouso beige consente l'allungamento necessario per l'espansione dell'imballaggio. L'inchiostro indicatore chimico a righe mostra un cambiamento di colore da biancastro/beige a marrone scuro/nero quando viene esposto a sterilizzazione. - senza lattice di gomma naturale

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**0707387583965**

CODICE GEF

**35962**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697