

Buste Autosigillanti

Dispositivo medico

Classe I

8 varianti

Codice GEF (SKU) 36033

EAN / GTIN 18033844701061

Confezione 1

GEF Medica

BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO
Dimensioni esterne: 140 x 250 mm Minimo vendita: 2.000
(Confezionate in scatole da 200 buste) Le buste autosaldanti forniscono una sigillatura molto resistente e distribuita equamente (multiline). Le buste hanno una banda adesiva con il sistema innovativo "finger-lift" che ne facilita l'uso. Sistema di doppio controllo: l'indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno) garantisce un elevato controllo del processo di sterilizzazione. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione: - vapore: da azzurro a verde

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
36033	140x250 mm	18033844701061	1
36034	190x330 mm	18033844701078	1
36035	230x365 mm	18033844701085	1
36036	300x370 mm	18033844701092	1
36037	330x440 mm	18033844701108	1
36030	60x110 mm	18033844701047	1
36031	70x230 mm	18033844701115	1
36032	90x230 mm	18033844701054	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S01010101

EAN / GTIN

18033844701061

CODICE GEF

36033



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697