



Orma - Dispositivo Protezione Scarpe

Codice GEF (SKU) 36500

DISPOSITIVO ORMA PER L'ISOLAMENTO DELLE CALZATURE

Dispositivo automatico di isolamento delle calzature, facile da usare e adatto a tutti i tipi e a tutte le misure delle calzature. Riduce la diffusione microbica negli ambienti chirurgici e operativi. Applica una pellicola termoplastica su misura che avvolge completamente la calzatura, garantendo una barriera isolante protettiva. Il dispositivo ORMA è controllato da un chip di microprocessore, con controlli e comandi programmabili (potenza: massima 1.300W, in standby 75W). È disponibile un supporto che aiuta a mantenersi in equilibrio durante l'applicazione. Tensione/frequenza: 220 $\pm$ 5% V - 50 Hz. Manuale multilingue: GB, FR, IT. Orma crea automaticamente il calzare appoggiando la scarpa nell'apposito vano, il sistema di riscaldamento si attiva e crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa. Viene così generata una barriera protettiva che isola completamente la calzatura. I calzari sono impermeabili e non ostacolano i movimenti. Dimensioni: 80 x 44,5 x 33 cm Peso: 21 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPOSITIVO ORMA PER L'ISOLAMENTO DELLE CALZATURE
- Dispositivo automatico di isolamento delle calzature, facile da usare e adatto a tutti i tipi e a tutte le misure delle calzature.
- Riduce la diffusione microbica negli ambienti chirurgici e operativi.
- Applica una pellicola termoplastica su misura che avvolge completamente la calzatura, garantendo una barriera isolante protettiva.
- Il dispositivo ORMA è controllato da un chip di microprocessore, con controlli e comandi programmabili (potenza: massima 1.300W, in standby 75W).
- È disponibile un supporto che aiuta a mantenersi in equilibrio durante l'applicazione.
- Tensione/frequenza: 220 $\pm$ 5% V - 50 Hz.
- Manuale multilingue: GB, FR, IT.
- Orma crea automaticamente il calzare appoggiando la scarpa nell'apposito vano, il sistema di riscaldamento si attiva e crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa. Viene così generata una barriera protettiva che isola completamente la calzatura. I calzari sono impermeabili e non ostacolano i movimenti.
- Dimensioni: 80 x 44,5 x 33 cm
- Peso: 21 kg

CODICE GEF

36500



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it