



ORMA DISPOSITIVO PROTEZIONE SCARPE

Codice GEF (SKU) **36500**

EAN / GTIN **8023279365009**

Confezione **1**

DISPOSITIVO ORMA PER L'ISOLAMENTO DELLE CALZATURE
Dispositivo automatico di isolamento delle calzature, facile da usare e adatto a tutti i tipi e a tutte le misure delle calzature. Riduce la diffusione microbica negli ambienti chirurgici e operativi. Applica una pellicola termoplastica su misura che avvolge completamente la calzatura, garantendo una barriera isolante protettiva. Il dispositivo ORMA è controllato da un chip di microprocessore, con controlli e comandi programmabili (potenza: massima 1.300W, in standby 75W). È disponibile un supporto che aiuta a mantenersi in equilibrio durante l'applicazione. Tensione/frequenza: 220 ±5% V - 50 Hz. Manuale multilingue: GB, FR, IT. Orma crea automaticamente il calzare appoggiando la scarpa nell'apposito vano, il sistema di riscaldamento si attiva e crea il calzare seguendo la conformazione della scarpa. Viene così generata una barriera protettiva che isola completamente la calzatura. I calzari sono impermeabili e non ostacolano i movimenti. Dimensioni: 80 x 44,5 x 33 cm Peso: 21 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279365009

CODICE GEF

36500



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697