



# Film Antimicrobico Adesivo

2 varianti

Codice GEF (SKU) **36505**

EAN / GTIN **8023279365054**

Confezione **1**

FILM ANTIMICROBICO ADESIVO 105 mic - rotolo 5 m • FILM IN ARGENTO - rotolo 5 m x 400 mm • Tipo: Adesivo • Spessore: 105 micron • Colore: Trasparente (antiriflesso) • Durata: > 6 mesi

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
36505	105 mic - rotolo 5m x 400 mm	8023279365054	1
36507	200 mic - rotolo 5m x 400 mm	8023279365078	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279365054**

CODICE GEF

**36505**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697