



## Film Antimicrobico Non-adesivo 105 Mic

Codice GEF (SKU) 36506

EAN / GTIN 8023279365061

Confezione 1

FILM ANTIMICROBICO NON ADESIVO 105 mic - rotolo 5 m • FILM IN ARGENTO - rotolo 5 m x 400 mm • Tipo: Non adesivo • Spessore: 105 micron • Colore: Trasparente (antiriflesso) • Durata: > 6 mesi

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279365061

CODICE GEF

36506



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697