



SET DI 4 LAMPADE UV PER AIR CLEANER ricambio

Codice GEF (SKU) **36512**

EAN / GTIN **8023279365122**

Confezione **1**

Set di 4 lampade di ricambio per Air Cleaner codice 36510

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279365122

CODICE GEF

36512



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697