



Siringa Preriempiata Bd Posiflush Xs 10 Ml

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 36542

EAN / GTIN 8023279365429

Confezione 1

SIRINGA PRERIEMPITA BD POSIFLUSH XS 10 ml - 306572 - conf. da 30 - sterile La siringa BD PosiFlush™ XS preriempiata di soluzione fisiologica è una siringa in polipropilene sterile, pronta per l'uso, con punta Luer-lock™, contenente una soluzione isotonica, apirogena e sterile di cloruro di sodio allo 0,9%. Utilizzata in oncologia, radiologia interventistica e terapia intensiva per il lavaggio di cateteri venosi periferici (CVP), cateteri venosi centrali ad inserimento periferico (PICC), cateteri venosi centrali (CVC) e accessi vascolari totalmente impiantabili. Riduzione delle occlusioni e del danneggiamento dei cateteri Riduce la probabilità di reflusso del catetere indotto dalla siringa, che può causare occlusioni. Il diametro di 10 ml contribuisce a diminuire il rischio di danneggiamento del catetere a causa della pressione di iniezione. Riduzione delle infezioni correlate ai cateteri IV Il copripunta Luer-lock™ aiuta a evitare le contaminazioni da contatto e le infezioni, mentre l'anello di ritenuta riduce il rischio di contaminazione della soluzione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

A02010701

EAN / GTIN

8023279365429

CODICE GEF

36542



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697