



Soluzione Salina Sterile B-braun Ecotainer

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **36555**EAN / GTIN **04030539077200**Confezione **1**

B-BRAUN ECOTAINER® - 500 ml Adatto per una rapida irrigazione con elevato volume di soluzione. Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, DK, FI, NO, SE. Composizione (1.000 ml di soluzione contengono): • cloruro di sodio 9 g • acqua

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V9099

EAN / GTIN

04030539077200

CODICE GEF

36555

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697