



Siringa Omniflush B-braun

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **36558**EAN / GTIN **4046964043215**Confezione **1**

B-BRAUN OMNIFLUSH® - 10 ml Siringa preriempita 10 ml con NaCl 0.9% - conf. da 100 - EM-3513576 La siringa Omniflush® è progettata appositamente per minimizzare i reflussi di sangue non intenzionali nel lume del catetere, riducendo così il rischio di blocco del catetere stesso. Grazie a Omniflush® il fluido usato per il lavaggio viene ridotto al minimo indispensabile. Per il lavaggio di cateteri endovenosi. Manuale e etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, CZ, BG, DK, EE, FI, GR, HU, LT, LV, NL, NO RO, SK, SI, SE. Composizione (1.000 ml di soluzione contengono):

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
V9099EAN / GTIN
4046964043215CODICE GEF
36558

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697