



Gel Antibatterico Trasparente

Dispositivo medico

Classe n/d

2 varianti

Codice GEF (SKU) 36584

EAN / GTIN 8023279365849

Confezione 1

GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI • Gel antibatterico tubetto 100 ml • trasparente Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri. Efficace contro batteri, virus, funghi. Non richiede acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
36584	tubetto da 100 ml	8023279365849	1
36589	bottiglia da 500 ml	8023279365894	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
n/dEAN / GTIN
8023279365849CODICE GEF
36584

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it • Tel. 0573 1944697