

Gel Antibatterico Mela

Codice GEF (SKU) **36585**
EAN / GTIN **8023279365856**
Confezione **1**

GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI • Gel antibatterico tubetto 100 ml • verde - mela Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri. Efficace contro batteri, virus, funghi. Non richiede acqua.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279365856

CODICE GEF
36585



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697