



GEL ANTIBATTERICO bottiglia da 1 litro trasparente

Codice GEF (SKU) **36594**

EAN / GTIN **8023279365948**

Confezione **1**

GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI · Gel antibatterico
flacone 1 l · trasparente Ciascun flacone include la pompetta dosatrice.
Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di
batteri. Efficace contro batteri, virus, funghi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279365948

CODICE GEF

36594



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697