



# GEL ANTIBATTERICO tanica da 5 litri trasparente

Codice GEF (SKU) 36596

EAN / GTIN 8023279365962

Confezione 1

GEL ANTIBATTERICO DETERGENTE PER MANI · Gel antibatterico tanica 5 l · trasparente Include 1 flacone vuoto 250 ml e 1 beccuccio. Gel mani antibatterico, deterge le mani ed evita l'insediamento di batteri. Efficace contro batteri, virus, funghi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contiene: Alcol al 75%, Acqua, Glicerina, Propilenglicole, Carbomer, Trietanolamina.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279365962

CODICE GEF

36596



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697