



ALCOMED ALCOHOL PADS

2 varianti

Codice GEF (SKU) **36598**

EAN / GTIN **8023279365986**

Confezione **1**

ALCOLPAD - scatola da 100 tamponi Tamponi imbevuti di alcol isopropilico al 70%, per la disinfezione della cute. Dimensioni bustina 50x50 mm, tampone piegato 32,5x30 mm, tampone aperto 65x30 mm. Scatola/istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
36598	36598	8023279365986	1
36599	36599	8023279365993	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279365986

CODICE GEF

36598



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697