



Fazzolettini Disinfettanti Tekna per Superfici

Codice GEF (SKU) 36600

EAN / GTIN 18009110030357

Confezione 1

TEKNA SALVIETTE DISINFETTANTI PER SUPERFICI (12 flowpack da 50) Salviette pronte all'uso studiate per detergere e disinfettare contemporaneamente oggetti e superfici, eliminando germi e batteri. La clorexidina, il banzalconio e l'alcol presenti in formula garantiscono la disinfezione profonda di tutte le superfici lavabili, con un'ottima azione detergente e sgrassante. Non contengono profumo, coloranti o agenti sbiancanti. Conformi a EN1650, EN1276, EN13697. Regolamento CE N. 648/2004. Etichetta: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- 100 g di soluzione imbevuta di disinfettante a base di alcol contengono: Digluconato di Clorexidina 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Alcol isopropilico; Alcol etilico; Coformulanti; Acqua depurata q.b. a 100 g. Registrazione Ministero della Salute 19354

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

18009110030357

CODICE GEF

36600



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697