



## Acqua Ossigenata

Codice GEF (SKU) 36604

EAN / GTIN 8023279366044

Confezione 1

ACQUA OSSIGENATA (Perossido di idrogeno) - 250 ml - conf. 12  
flaconi Perossido di idrogeno (soluzione diluita al 3%) 10 volumi.  
Inodore e incolore. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES. Made in Italy.  
Caratteristiche tecniche COMPOSIZIONE CHIMICA Perossido di  
idrogeno =3% (10 vol.) Acqua =96,999% Stabilizzatore 0,001%

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- Perossido di idrogeno: =3% (10 vol.)
- Acqua: =96,999%
- Stabilizzatore: 0,001%

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279366044

CODICE GEF

36604



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697