



Acqua Ossigenata 1 Litro

Codice GEF (SKU) 36605

EAN / GTIN 80232793660512

Confezione 1

ACQUA OSSIGENATA (Perossido di idrogeno) - 1 l - conf. 12 flaconi
Perossido di idrogeno (soluzione diluita al 3%) 10 volumi. Inodore e incolore. Etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES. Made in Italy.
Caratteristiche tecniche COMPOSIZIONE CHIMICA Perossido di idrogeno =3% (10 vol.) Acqua =96,999% Stabilizzatore 0,001%

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE CHIMICA
- Perossido di idrogeno: =3% (10 vol.)
- Acqua: =96,999%
- Stabilizzatore: 0,001%

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

80232793660512

CODICE GEF

36605



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697