



GERMOCID BASIC SPRAY 750 ml senza vaporizzatore

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 36610

EAN / GTIN 08009110029781

Confezione 1

GERMOCID basic - 750 ml - conf. da 12 (senza vaporizzatore)
Detergente e disinfettante a base di alcol per dispositivi medici non invasivi. Azione disinfettante: l'associazione tra Clorexidina e Sali di Ammonio Quaternario e l'alto contenuto di alcol garantiscono un ampio spettro di efficacia contro: - batteri Gram+ e Gram-, funghi (lieviti e muffe) e virus (inclusi HIV, HBV, HCV) in 5 minuti - micobatteri (inclusa TBC) in 60 min.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **COMPOSIZIONE CHIMICA**
- 100 g contengono: Digluconato di Clorexidina 0,1 g; Cloruro di benzalconio 0,1 g; Alcol etilico 45,0 g; Alcol isopropilico 15,0 g; Coformulanti e acqua q.b. a 100 g
- Forma del prodotto: Liquido incolore. Senza profumazioni aggiunte

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

D99

EAN / GTIN

08009110029781

CODICE GEF

36610



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697