



Disinfettante Ambientale 1 Litro

Codice GEF (SKU) **36616**

EAN / GTIN **8009110028319**

Confezione **1**

DISINFETTANTE AMBIENTALE - bottiglia da 1 litro Detergente-disinfettante liquido concentrato per ambienti. Da diluire in acqua con concentrazione allo 0,5% per la disinfezione e la pulizia di superfici, piani di lavoro, piastrelle, pavimenti, sanitari, anche con macchine lavapavimenti. Adatto per grandi aree (ospedali, cliniche, case di riposo, palestre). - Azione disinfettante: garantisce ampia protezione da virus, funghi, batteri Gram+ e Gram-. - Azione detergente: contiene tensioattivi non ionici che migliorano la pulizia delle superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE E CHIMICA
- 100 g di prodotto contengono:
 - Composto di ammonio quaternario 10 g
 - Isotiazolinone magnesio cloruro 0,2 g
 - Coformulanti e acqua depurata 100 g
- Aspetto: liquido giallo paglierino
- Profumo: agrumi
- Biodegradabilità: detergente conforme al Regolamento (CE) N. 648/2004
- Registrazione Ministero della Salute 9658

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8009110028319

CODICE GEF

36616



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697