



Detergente Enzimatico 3 Litri

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **36618**EAN / GTIN **8009110026193**Confezione **1**

GERMOCID ENZIMATICO - 3 l Detergente chiaro e liquido a base enzimatica adatto per la pulizia di strumenti medicali invasivi. Utile per un'efficace igienizzazione di strumenti chirurgici e odontoiatrici, vetro, plastica e oggetti metallici. Pratico: è sufficiente diluirlo in 1 litro di acqua tiepida, immergere gli strumenti per 10 minuti e risciacquare. Etichetta/manuale in GB, IT. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **COMPOSIZIONE CHIMICA:** 100 g contengono: enzimi proteolitici 0,5 g, agenti tensioattivi non ionici 10-15 g, coformulanti, acqua necessaria per 100 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

D0801

EAN / GTIN

8009110026193

CODICE GEF

36618

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697